





## PURELL® Chusteczki Przeciwdrobnoustrojowe Plus



**Chusteczki antyseptyczne do rąk i powierzchni**

**Przeznaczenie:** środowisko medyczne i paramedyczne, szpitale, przychodnie, laboratoria, pogotowie, ogólne

- Bardzo dobra tolerancja skórna
- Testowane dermatologicznie
- Szerokie spektrum działania (bakterie, drożdże, wirusy)
- Pierwsza chusteczka już jest wysunięta
- Łatwe w użyciu
- Wyprodukowane we Francji

INFORMACJE TECHNICZNE				
<b>Skład</b>	Etanol CAS 64-17-5 (48 g/kg), chlorek benzalkoniowy CAS 85409-22-9 (3 g/kg), diglukonian chlorheksydyny CAS 18472-51-0 (1,2 g/kg), substancja zapachowa			
<b>Charakterystyka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Włókna: biała typu spunbonded, 22g/m<sup>2</sup></li> <li>• Rozmiar chusteczek: 200 mm x 150 mm</li> <li>• Zapach: mentolowy</li> <li>• pH neutralne dla skóry</li> </ul>			
<b>Przechowywanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okres przechowywania: 24 miesięcy przed otwarciem, przechowywać z dala od wysokiej temperatury w normalnych warunkach przechowywania</li> <li>• Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Unikać temperatur powyżej 40°C.</li> <li>• Po otwarciu, użyć w ciągu miesiąca. Nie używać suchej chusteczki</li> </ul>			
<b>Sposób użycia</b>	<p>1. Pociągnąć poziomo impregnowaną chusteczkę do miejsca wstępnego nacięcia. Dobrze zamknąć opakowanie po każdym użyciu</p> 	<p>2. Wycierać chusteczką ręce lub powierzchnię przez <b>co najmniej 1 minuta</b>. W razie potrzeby użyć kilku chusteczek</p> 	<p>3. Nie spłukiwać, pozostawić do wyschnięcia</p> 	<p>4. Wyrzucić zużytą chusteczkę do pojemnika na odpady</p> 
<b>Przepisy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt biobójczy TP1 i TP2</li> <li>• Wyłącznie do użytku profesjonalnego</li> </ul>			
<b>Ochrona środowiska</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opakowania nadające się do recyklingu</li> <li>• Usunąć zawartość oraz opakowanie do pojemnika na odpady. Nie wyrzucać produktu do środowiska naturalnego</li> </ul>			
<b>Środki ostrożności</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie połykać</li> <li>• Do użytku zewnętrznego wyłącznie na zdrową skórę</li> <li>• Nie używać z innymi produktami</li> <li>• Przeznaczony do wycierania powierzchni, przedmiotów i niewielkich sprzętów bez szorstkich powierzchni</li> <li>• Stosowanie chusteczek nie zwalnia użytkownika z przestrzegania protokołu czyszczenia (przed jakąkolwiek dezynfekcją)</li> <li>• Ponowne użycie stwarza ryzyko zakażenia</li> <li>• Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki produktu</li> <li>• W nagłym przypadku skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem zatruc</li> </ul>			

PREPARAT AKTYWNY MIKROBIOLOGICZNIE		
Dział na	Norma	Czas kontaktu
Bakterie	PN-EN 1276* (wersja z 2010 r.)	30 s
	PN-EN 13727+A2* (wersja z 2015 r.)	30 s
	PN-EN 13727+A2* (wersja z 2015 r.), <i>Staphylococcus aureus</i> SARM, <i>Enterococcus faecium</i> odporny na wankomycynę (VRE), <i>Escherichia coli</i> EBLSE	30 s
	PN-EN 13697** (wersja z 2015 r.)	1 min
	PN-EN 14561*	5 min
Drożdże	PN-EN 13624* (wersja z 2013 r.), <i>Candida albicans</i> + <i>Candida auris</i>	1 min
	PN-EN 13697* (wersja z 2015 r.), <i>Candida albicans</i>	5 min
	PN-EN 13697+A1* (wersja z 2019 r.), <i>Candida auris</i>	5 min
	PN-EN 1650+A1* (wersja z 2013 r.), <i>Candida albicans</i>	1 min
	PN-EN 14562*, <i>Candida albicans</i>	5 min
Wirusy	Dział na:	
	PN-EN 14476+A1* (wersja z 2015 r.), Rotawirus	1 min
	PN-EN 14476+A1* (wersja z 2015 r.), Wirus krowianki (MVA) Spektrum działania obejmujące wirusy otoczkowe, w tym powodujące wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, grypę H1N1, HIV.	30 s

\*Badanie przeprowadzone w czystych warunkach \*\*Badanie przeprowadzone w brudnych warunkach

OPAKOWANIE	WYMIARY CHUSTECZKI	KOD PRODUKTU
PURELL Chusteczki Przeciwdrobnoustrojowe Plus – Pudełko z 270 chusteczkami x 6	200 x 150 mm	9213-06-EEU00
PURELL Chusteczki Przeciwdrobnoustrojowe Plus – Zestaw 1200 chusteczek x 2	200 x 150 mm	9218-02-EEU00

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed użyciem produktu należy zawsze przeczytać ulotkę informacyjną.



GOJO Industries – Europe, Ltd.\*  
Units 5 & 6  
Stratus Park  
Brinklow  
Milton Keynes  
MK10 0DE Wielka Brytania  
Tel.: +44 (0) 1908 588444  
Faks: +44 (0) 1908 588445

Produkt wyprodukowany we Francji przez:  
Laboratoires Prodene Klint  
– a GOJO Family Company  
8 Rue Léon Jouhaux  
77183 CROISSY BEAUBOURG  
Francja  
Tel.: +33 (0)1 60 95 49 00  
Faks: +33 (0)1 60 95 49 49

GOJO Iberia España, S.L.,  
Paseo de la Castellana, 90, 1ª  
planta, 28046 Madryt, Hiszpania  
Tel.: +351 218 988 230  
Faks: +351 21 898 82 39

GOJO Switzerland Sàrl,  
Chemin du Faubourg-du-Cruseilles 11,  
c/o RSM (Gva) SA,  
1227 Carouge GE  
Tel.: +41 225706057

Prodene GmbH –  
a GOJO Family Company  
Im Trutz Frankfurt 55  
60322 Frankfurt, Niemcy  
Tel.: +49 (0) 6074 9196057  
Faks: +49 (0) 6074 9196685